



Metrosep A Supp 18 - 250/4.0

6.01033.430

La selettività delle colonne Metrosep A Supp 18 è specificamente progettata per lavorare con eluenti di idrossido. La Metrosep A Supp 18 - 250/4.0 è la versione più lunga tra le colonne A Supp 18. Grazie alle dimensioni ridotte delle particelle di soli 3,5 µm, si raggiungono elevate prestazioni di separazione. I picchi simmetrici consentono la facile determinazione di anioni, anche in bassi intervalli di concentrazione µg/L. La Metrosep A Supp 18 - 250/4.0 è particolarmente adatta per la separazione degli ossalogenuri clorite, bromato e clorato oltre agli anioni standard a temperatura ambiente.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

La Metrosep A Supp 18 Guard/4.0 protegge efficacemente la colonna analitica Metrosep A Supp 18 dai contaminanti del campione o dell'eluente. Contiene lo stesso materiale di separazione delle colonne di separazione Metrosep A Supp 18, è anche questa in PEEK e viene montata direttamente sulla colonna di separazione per ridurre al minimo il volume morto («On Column Guard System»). La precolonna estende la durata della colonna analitica e non ha alcun effetto sulle prestazioni di separazione cromatografica.

