



Metrosep A Supp 18 Guard/4.0

6.01033.500

La Metrosep A Supp 18 Guard/4.0 protegge efficacemente la colonna analitica Metrosep A Supp 18 dai contaminanti del campione o dell'eluente. Contiene lo stesso materiale di separazione delle colonne di separazione Metrosep A Supp 18, è anche questa in PEEK e viene montata direttamente sulla colonna di separazione per ridurre al minimo il volume morto («On Column Guard System»). La precolumna estende la durata della colonna analitica e non ha alcun effetto sulle prestazioni di separazione cromatografica.

Parti incluse 6.01033.500

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

