



Metrosep A Supp 19 - 50/4,0

6.01034.450

Proprietà di separazione eccezionali e capacità elevata sono le caratteristiche distintive della famiglia di prodotti Metrosep A Supp 19. Il membro più corto della serie, la Metrosep A Supp 19 - 50/4,0, porta questi punti di forza a un livello superiore per le applicazioni che richiedono un'analisi ultrarapida. Con tempi di eluizione e profili dei picchi eccellenti, questa colonna di separazione è progettata per laboratori che richiedono la massima produttività senza compromettere l'affidabilità.

Nonostante la lunghezza colonna ridotta, la Metrosep A Supp 19 - 50/4,0 fornisce prestazioni altamente stabili con flussi e pressioni elevate, assicurando la stessa robustezza meccanica, termica e chimica che contraddistingue l'intera linea Metrosep A Supp 19. Questa la rende la scelta ideale per rapide analisi di routine in cui è essenziale la velocità, stabilità e riproducibilità.

Grazie al suo materiale di imballaggio ottimizzato e la elevata capacità di scambio anionico, la Metrosep A Supp 19 - 50/4,0 consente la determinazione affidabile di anioni standard in soli 4 minuti. I suoi tempi di analisi eccezionalmente brevi consentono un numero di campioni elevato, offrendo un vantaggio significativo per i laboratori a contratto, le sequenze di lavoro di screening e qualsiasi ambiente in cui sia fondamentale poter contare su una cromatografia ionica efficiente in termini di tempo.

Parti incluse 6.01034.450

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01034.500	Metrosep A Supp 19 Guard/4.0

La Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 protegge in modo affidabile le colonne di separazione anionica della famiglia di prodotti Metrosep A Supp 19 da contaminanti presenti nel campione o nell'eluente, prolungandone quindi notevolmente la vita utile. Le precolonne e le colonne di separazione della famiglia di prodotti Metrosep A Supp 19 sono realizzate in PEEK e riempite con lo stesso materiale. Così facendo si garantisce che le prestazioni di separazione cromatografiche non siano in alcun modo compromesse.

Il sistema «On Column Guard System» permette di avvitare direttamente e facilmente la precolonna sulla colonna di separazione anionica. Il prezzo accessibile e la facilità d'uso rendono la Metrosep A Supp 19 Guard/4,0 la protezione ideale per la colonna di separazione.

