



Metrosep A Supp 20 Guard/4,0

6.01035.500

La Metrosep A Supp 20 Guard/4,0 offre una protezione affidabile per le colonne di separazione Metrosep A Supp 20 by , impedendo alle sostanze contaminanti provenienti dal campione o dall'eluente di penetrare nella colonna di separazione. Riempita con la stessa fase stazionaria delle colonne analitiche corrispondenti e alloggiata in un corpo in PEEK chimicamente stabile, questa precolonna garantisce le prestazioni della colonna ed estende la vite utile della colonna analitica principale senza compromettere la qualità cromatografica.

Parti incluse 6.01035.500

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

