



Metrosep C 6 - 100/2,0

6.01051.210

La versione da 100 mm della colonna microbore Metrosep C 6 è prevista per la determinazione dei cationi standard, per esempio nell'acqua potabile. Si ottengono brevi tempi di ritenzione associati a una separazione relativamente buona di sodio/ammonio. L'elevata capacità del materiale C 6 consente elevati volumi di campione.

La colonna è adatta all'impiego nell'accoppiamento IC-MS.

Parti incluse 6.01051.210

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2,0

La Metrosep C 6 Guard/2,0 contiene il materiale della colonna C 6 e serve come protezione da particelle e impurità. In tal modo viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. La Metrosep C 6 Guard/2,0 funziona secondo il «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.

