



Metrosep C 6 - 250/2,0

6.01051.230

La Metrosep C 6 - 250/2,0 è la colonna cationica Microbore con la massima capacità della serie C-6. È concepita per applicazioni che richiedono la massima capacità di separazione. Con questa colonna è possibile analizzare in modo affidabile campioni con differenze di concentrazione estreme. Soprattutto il sodio e l'ammonio vengono separati perfettamente su questa colonna.

La colonna è adatta all'impiego nell'accoppiamento IC-MS.

Parti incluse 6.01051.230

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2,0

La Metrosep C 6 Guard/2,0 contiene il materiale della colonna C 6 e serve come protezione da particelle e impurità. In tal modo viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. La Metrosep C 6 Guard/2,0 funziona secondo il «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.

