



Metrosep C 6 Guard/2,0

6.01051.600

La Metrosep C 6 Guard/2,0 contiene il materiale della colonna C 6 e serve come protezione da particelle e impurità. In tal modo viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. La Metrosep C 6 Guard/2,0 funziona secondo il «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.

Parti incluse 6.01051.600

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2744.060	Tappo filettato
Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.		

