



Metrosep C Supp 2 - 100/4.0

6.01053.410

Il materiale di separazione della Metrosep C-Supp-2 è basato su un copolimero di polistirene-divinilbenzene con gruppi carbossilici. È adatta per la separazione di cationi monovalenti e divalenti. La Metrosep C Supp 2 - 100/4.0 è la colonna di separazione più corta della famiglia Metrosep C-Supp-2. È adatta in particolare all'analisi delle tracce di cationi standard. I limiti di quantificazione al di sotto dell'intervallo $\mu\text{g/L}$ vengono raggiunti grazie ai rumori della linea di riferimento estremamente basso dopo soppressione sequenziale.

Parti incluse 6.01053.410

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato
Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.		



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01053.500	Metrosep C Supp 2 Guard/4.0

La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-Supp-2 e serve per la protezione delle colonne cationiche Metrosep C-Supp-2. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Anche la Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 funziona secondo il sistema «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.

