



Metrosep C Supp 2 - 250/4.0

6.01053.430

La colonna di separazione più lunga della famiglia Metrosep C Supp 2 è la Metrosep C Supp 2 - 250/4.0. Il materiale di separazione della Metrosep C-Supp-2 è basato su un copolimero di polistirene-divinilbenzene con gruppi carbossilici. Grazie alla separazione ottimizzata di sodio /ammonio di questo materiale di separazione, questa colonna è perfetta per la determinazione delle più piccole concentrazioni di ammonio accanto a tanto sodio. La colonna viene impiegata con soppressione sequenziale. Di conseguenza è adatta in particolare alla determinazione di concentrazioni nell'intervallo $\mu\text{g/L}$ medio e al di sotto.

Parti incluse 6.01053.430

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01053.500	Metrosep C Supp 2 Guard/4.0

La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-Supp-2 e serve per la protezione delle colonne cationiche Metrosep C-Supp-2. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Anche la Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 funziona secondo il sistema «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.

