



Metrosep C Supp 2 Guard/4.0

6.01053.500

La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-Supp-2 e serve per la protezione delle colonne cationiche Metrosep C-Supp-2. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Anche la Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 funziona secondo il sistema «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.

Parti incluse 6.01053.500

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

