



MetroSil RP 3 - 150/4,0

6.01070.420

La MetroSil RP 3 - 150/4,0 è una colonna in fase inversa di media capacità, utilizzabile universalmente sia con eluenti acquosi che per campioni acquosi. Questa proprietà è importante soprattutto per applicazioni nella cromatografia ionica. Con la MetroSil RP 3 - 150/4,0 è possibile risolvere problemi applicativi che si trovano nel campo limite tra HPLC e cromatografia ionica. Il materiale della MetroSil RP 3 è un gel di silice C18 "endcapped" con ampiezza dei pori di 120 Angström.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01070.500	MetroSil RP 3 Guard/4,0

La MetroSil RP 3 Guard/4,0 viene impiegata per la protezione della MetroSil RP 3 - 150/4,0 dalla contaminazione causata da particelle e batteri.

