



Giunto conico per agitatore ad asta per 6.01403.050

6.01201.000

Giunto conico per agitatore ad asta per l'impiego di un agitatore ad asta anziché un omogeneizzatore nella testa di titolazione 6.01403.050

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01403.050	Testa di titolazione per KFT con punte rinforzate (P&P)

Testa di titolazione per la titolazione Karl Fischer in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place. Oltre a 2 punte antidiffusione rinforzate, la testa di titolazione presenta un'apertura per l'utilizzo di un omogeneizzatore (Polytron 1300D) o un agitatore ad asta.



6.01900.030

Elica agitatrice 20 mm ETFE

Elica agitatrice 20 mm in ETFE ad altezza variabile per l'utilizzo con
agitatore a elica "Titrator" o "Sample Robot"

