



Sonda di misura (scTRACE Gold) per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer (per le versioni precedenti dello strumento)

6.01256.000

Sonda di misura con agitatore incorporato per misure con la scTRACE Gold.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01204.000	Punta per agitare
	Punta per agitare per 946 Portable VA Analyzer.



6.1258.000

scTRACE Gold (set con 4 pezzi)


Elettrodo a microfilo in oro a base di una pellicola sottile per la determinazione di arsenico nei campioni di acqua. Lo scTRACE Gold è un sensore voltammetrico combinato per la voltammetria. Elettrodo da lavoro in microfilo d'oro, elettrodo di riferimento Ag/AgCl ed elettrodo ausiliario in carbonio si trovano su di un unico sensore. Facile da usare e praticamente esente da manutenzione, con lo scTRACE Gold può essere determinato per es. l'arsenico nell'acqua a livello di tracce. Assieme al corpo dell'elettrodo 6.1241.080 può essere utilizzato in ogni strumento di misura voltammetrico Metrohm.



6.01408.000

O-ring 46 x 2,5 mm

Per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer. Set da 2 pezzi.



6.02621.000

Chiave a forchetta 4 mm

