



Beaker per campioni in plastica (PP) da 250 mL, 10 pezzi

6.01400.100

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 250 mL, adatto a rack per campioni OMNIS 602041010, 10 pezzi.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.02041.010	Rack dei campioni OMNIS, 9 x 250 mL, (PP)
	Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 9 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100.
	Plastica: polipropilene (PP)



6.02601.010 Dita di presa 43 - 65 mm

Dita di presa per OMNIS Sample Robot Pick&Place per prendere i recipienti del campione con un diametro esterno da 43 a 65 mm.



6.01403.000 Testa di titolazione 6xNS14/ 3xNS9 (P&P)

Testa di titolazione con 6 aperture NS14 e 3 NS 9 per l'utilizzo in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place



6.01900.010 Elica agitatrice 30 mm ETFE

Elica agitatrice 30 mm in ETFE ad altezza variabile per l'utilizzo con agitatore a elica "Titrator" o "Sample Robot"



6.02601.020 Dita di presa 50 - 72 mm

Dita di presa per OMNIS Sample Robot Pick&Place per prendere i recipienti del campione con un diametro esterno da 50 a 72 mm.



6.02710.050

Coperchio Dis-Cover per beaker per campioni OMNIS da 250 mL, 9 pezzi

Coperchio Dis-Cover per beaker per campioni da 250 mL 6.01400.000,
6.01400.003 e 6.01400.100 nel sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.

