




Testa di titolazione 2xNS14 (P&P)

6.01403.040

Testa di titolazione con 2 aperture NS14 per l'utilizzo nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 3 punte di dosaggio ritratte. Preparata per l'equipaggiamento con ugelli di lavaggio. Un tubo di aspirazione è già inserito nella testa di titolazione.

Parti incluse 6.01403.040

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.1236.020	Giunto conico con SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



1 PCS

6.1446.000

Stopper SGJ / B-14/(15)



4 PCS

6.1808.000

Giunto di connessione M6



1 PCS

6.1808.230

Adattatore interno M6 / M8

Adattatore con filettatura interna M6 e M8



3 PCS

6.2726.090

Valvola antidiffusione

Per punte di buretta antidiffusione 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140,
6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1829.050	Tubi sostitutivi per tubi già montati in teste di titolazione e bracci robotizzati Tre tubi sostitutivi con punta assottigliata.	