



Testa di titolazione per KFT con punte rinforzate (P&P)

6.01403.050

Testa di titolazione per la titolazione Karl Fischer in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place. Oltre a 2 punte antidiffusione rinforzate, la testa di titolazione presenta un'apertura per l'utilizzo di un omogeneizzatore (Polytron 1300D) o un agitatore ad asta.

Parti incluse 6.01403.050

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.1808.000	Giunto di connessione M6



2 PCS

6.2726.090

Valvola antidiffusione

Per punte di buretta antidiffusione 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140,
6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.9012.010	Aggregato di dispersione per Polytron, 157 mm Aggregato speciale di dispersione (versione Metrohm) con lame sporgenti	
6.01201.000	Giunto conico per agitatore ad asta per 6.01403.050 Giunto conico per agitatore ad asta per l'impiego di un agitatore ad asta anziché un omogeneizzatore nella testa di titolazione 6.01403.050	