



Testa di titolazione 3xNS14/4x6,4 mm per beaker monouso da 200 mL (P&P)

6.01403.060

Testa di titolazione con 3 aperture NS14 e 4x 6,4 per l'impiego dei beaker monouso in PP da 200 mL (6.1459.310) o dei beaker in vetro da 150 mL (alti, senza beccuccio) nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con due punte di dosaggio retratte. Preparata per l'equipaggiamento con tubi di lavaggio e scarico.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1829.050	Tubi sostitutivi per tubi già montati in teste di titolazione e bracci robotizzati Tre tubi sostitutivi con punta assottigliata.



6.1459.310

Beaker per campioni monouso in plastica (PP), 200 mL, 1.000 pezzi

Beaker per campioni monouso in plastica (polipropilene, PP) da 200 mL, adatto a rack dei campioni OMNIS 6.02041.020, rack dei campioni 6.2041.370 e 6.2041.830, 1.000 pezzi.

