



Testa di titolazione 3 x NS14 / 4 x 6,4 mm; 4 x punta di dosaggio

6.01403.070

Testa di titolazione con 3 aperture NS14 e 4 x 6,4 mm per l'utilizzo di beaker monouso in PP da 200 mL (6.1459.310) o di beaker in vetro da 150 mL (alti, senza beccuccio) nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con quattro punte di dosaggio ritratte. Preparata per l'equipaggiamento con tubi di lavaggio e scarico.

Parti incluse 6.01403.070

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.1236.020	Giunto conico con SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring





Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1459.310	Beaker per campioni monouso in plastica (PP), 200 mL, 1.000 pezzi Beaker per campioni monouso in plastica (polipropilene, PP) da 200 mL, adatto a rack dei campioni OMNIS 6.02041.020, rack dei campioni 6.2041.370 e 6.2041.830, 1.000 pezzi.	
6.1829.050	Tubi sostitutivi per tubi già montati in teste di titolazione e bracci robotizzati Tre tubi sostitutivi con punta assottigliata.	