



Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 120 mL

6.01404.030

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 120 mL sulla slitta del modulo Pick&Place

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01400.200	Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 20 pezzi
	Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto a rack per campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi.



6.01400.300 Beaker per campioni in vetro trasparente da 120 mL 20 pezzi

Beaker per campioni in vetro trasparente da 120 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi.



6.01400.303 Beaker per campioni in vetro scuro da 120 mL, 20 pezzi

Beaker per campioni in vetro scuro da 120 mL, adatto al rack dei campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi

