




Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 75 mL

6.01404.040

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 75 mL sulla slitta del modulo Pick&Place

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01402.000	Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL 30 pezzi
	Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041040, 30 pezzi



6.01402.003 Beaker per campioni in vetro scuro da 75 mL, 30 pezzi

Beaker per campioni in vetro scuro da 75 mL, adatto al rack per campioni
OMNIS 602041040, 30 pezzi

