



## Cella di titolazione 20 – 90 mL

6.01406.220

Cella di titolazione 20 – 90 mL con tappo a vite per l'utilizzo con le parti superiori della cella di titolazione 6014050X0.

### Accessori opzionali

| Order no.   | Descrizione                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.01405.010 | Parte superiore della cella di titolazione OMNIS per la titolazione Karl-Fischer volumetrica                    |
|             | Parte superiore della cella di titolazione per la titolazione Karl Fischer volumetrica con un titolatore OMNIS. |



6.01405.040      Parte superiore della cella di titolazione OMNIS per celle di titolazione  
601406XXX per Polytron

Parte superiore della cella di titolazione per la titolazione Karl Fischer  
volumetrica con un titolatore OMNIS con Polytron.



---

6.01405.000      Parte superiore della cella di titolazione OMNIS 5 x SGJ 14

Parte superiore della cella di titolazione con cinque aperture SGJ 14 per  
celle di titolazione 601406XX0 con tappo a vite.

