



Cella di titolazione 50 – 150 mL

6.01406.250

Cella di titolazione 50 – 150 mL con tappo a vite per l'utilizzo con le parti superiori della cella di titolazione 6014050X0.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01405.010	Parte superiore della cella di titolazione OMNIS per la titolazione Karl-Fischer volumetrica
	Parte superiore della cella di titolazione per la titolazione Karl Fischer volumetrica con un titolatore OMNIS.



6.01405.040 Parte superiore della cella di titolazione OMNIS per celle di titolazione
601406XXX per Polytron

Parte superiore della cella di titolazione per la titolazione Karl Fischer
volumetrica con un titolatore OMNIS con Polytron.



6.01405.000 Parte superiore della cella di titolazione OMNIS 5 x SGJ 14

Parte superiore della cella di titolazione con cinque aperture SGJ 14 per
celle di titolazione 601406XX0 con tappo a vite.

