



Elica agitatrice 13 mm ETFE

6.01900.020

Elica agitatrice 13 mm in ETFE ad altezza variabile per l'utilizzo con agitatore a elica "Titrator" o "Sample Robot"

Parti incluse 6.01900.020

Qt.	Order no.	Descrizione
0 PCS	6.2803.000	Grasso (1 oz.) Qualità speciale (senza silicone). Per connessioni smerigliate senza grasso vedere 6.2713.XXX



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01402.000	Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL 30 pezzi	
	Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041040, 30 pezzi	
6.01403.040	Testa di titolazione 2xNS14 (P&P)	
	Testa di titolazione con 2 aperture NS14 per l'utilizzo nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 3 punte di dosaggio ritratte. Preparata per l'equipaggiamento con ugelli di lavaggio. Un tubo di aspirazione è già inserito nella testa di titolazione.	