




Ripiani di copertura per OMNIS Sample Robot M /L

6.02007.020

Ripiani di copertura per il montaggio sui moduli pompa o sulle sovrastrutture a piastre cieche 6.02007.000 OMNIS per il sistema OMNIS Sample Robot M o L.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.02710.000	Coperchio KF Dis-Cover per beaker per campioni OMNIS da 75 mL, 25 pezzi
	Coperchio con guarnizioni per la titolazione Karl Fischer volumetrica in beaker di campioni 6.01402.000 e 6.01402.003 nel sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.010 Coperchio KF Dis-Cover per beaker per campioni OMNIS da 120 mL, 16 pezzi

Coperchio con guarnizioni per la titolazione Karl Fischer volumetrica in beaker di campioni 6.01400.200, 6.01400.300 e 6.01400.303 nel sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.030 Coperchio Dis-Cover per beaker per campioni OMNIS da 75 mL, 25 pezzi

Coperchio Dis-Cover per beaker per campioni da 75 mL 6.01402.000 e 6.01402.003 nel sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.040 Coperchio Dis-Cover per beaker per campioni OMNIS da 120 mL, 16 pezzi

Coperchio Dis-Cover per beaker per campioni da 120 mL 6.01400.200, 6.01400.300 e 6.01400.303 nel sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.050 Coperchio Dis-Cover per beaker per campioni OMNIS da 250 mL, 9 pezzi

Coperchio Dis-Cover per beaker per campioni da 250 mL 6.01400.000, 6.01400.003 e 6.01400.100 nel sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.

