



Rack dei campioni OMNIS, 9 x 250 mL, (PP)

6.02041.010

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 9 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100.

Plastica: polipropilene (PP)

Parti incluse 6.02041.010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.02042.000	Supporto per etichette del rack (3x)

Il supporto per le etichette del rack permette una marcatura permanente del rack con un nome univoco.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01400.000	Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL, 10 pz. Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041010, 10 pezzi.	
6.01400.100	Beaker per campioni in plastica (PP) da 250 mL, 10 pezzi Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 250 mL, adatto a rack per campioni OMNIS 602041010, 10 pezzi.	
6.01400.003	Beaker per campioni in vetro scuro da 250 mL, 10 pezzi Beaker per campioni in vetro scuro da 250 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041010, 10 pezzi.	