



Rack dei campioni OMNIS, 9 x 200 mL, (PP)

6.02041.020

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 9 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.310.

Plastica: polipropilene (PP)

Parti incluse 6.02041.020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.02042.000	Supporto per etichette del rack (3x)

Il supporto per le etichette del rack permette una marcatura permanente del rack con un nome univoco.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1459.310	Beaker per campioni monouso in plastica (PP), 200 mL, 1.000 pezzi Beaker per campioni monouso in plastica (polipropilene, PP) da 200 mL, adatto a rack dei campioni OMNIS 6.02041.020, rack dei campioni 6.2041.370 e 6.2041.830, 1.000 pezzi.	
6.01404.020	Adattatore per beaker per campioni da 200 mL Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 200 mL sulla slitta del modulo Pick&Place.	
6.02064.020	Dispositivo di fissaggio per beaker per campioni da 200 mL Dispositivo di fissaggio per beaker per campioni da 200 mL nelle dita di presa dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place.	