




Rack dei campioni OMNIS, 16 x 120 mL, (PP)

6.02041.030

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 16 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.01400.200, 6.01400.300, 6.01400.303.

Plastica: polipropilene (PP)

Parti incluse 6.02041.030

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.02042.000	Supporto per etichette del rack (3x)

Il supporto per le etichette del rack permette una marcatura permanente del rack con un nome univoco.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01400.200	Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 20 pezzi Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto a rack per campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi.	
6.01404.030	Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 120 mL Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 120 mL sulla slitta del modulo Pick&Place	
6.01400.300	Beaker per campioni in vetro trasparente da 120 mL 20 pezzi Beaker per campioni in vetro trasparente da 120 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi.	
6.01400.303	Beaker per campioni in vetro scuro da 120 mL, 20 pezzi Beaker per campioni in vetro scuro da 120 mL, adatto al rack dei campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi	