




Rack dei campioni OMNIS, 25 x 75 mL, (PP)

6.02041.040

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 25 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.01402.000, 6.01402.003, 6.1459.400.

Plastica: polipropilene (PP)

Parti incluse 6.02041.040

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.02042.000	Supporto per etichette del rack (3x)

Il supporto per le etichette del rack permette una marcatura permanente del rack con un nome univoco.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01404.040	Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 75 mL Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 75 mL sulla slitta del modulo Pick&Place	
6.01402.000	Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL 30 pezzi Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041040, 30 pezzi	
6.01402.003	Beaker per campioni in vetro scuro da 75 mL, 30 pezzi Beaker per campioni in vetro scuro da 75 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041040, 30 pezzi	
6.1459.400	Beaker per campioni in plastica (PE) da 75 mL, 144 pezzi Beaker per campioni in plastica (polietilene, PE) da 75 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 e rack dei campioni OMNIS 6.02041.040, 144 pezzi.	