



Rack dei campioni OMNIS, 9 x 150 mL, (PP)

6.02041.050

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 9 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta e senza beccuccio).

Plastica: polipropilene (PP)

Parti incluse 6.02041.050

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.02042.000	Supporto per etichette del rack (3x)

Il supporto per le etichette del rack permette una marcatura permanente del rack con un nome univoco.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01404.050	Adattatore per beaker per campioni da 150 mL
	Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 150 mL sulla slitta del modulo Pick&Place.

