




Rack dei campioni OMNIS 77 x 8 mm

6.02041.080

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot – NIR adatto a 77 vial monouso con lunghezza del cammino ottico di 8 mm per misurazioni in trasmissione (6.7402.240).

Parti incluse 6.02041.080

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.02042.000	Supporto per etichette del rack (3x)

Il supporto per le etichette del rack permette una marcatura permanente del rack con un nome univoco.

