



Dita di presa 50 - 72 mm

6.02601.020

Dita di presa per OMNIS Sample Robot Pick&Place per prendere i recipienti del campione con un diametro esterno da 50 a 72 mm.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1459.310	Beaker per campioni monouso in plastica (PP), 200 mL, 1.000 pezzi Beaker per campioni monouso in plastica (polipropilene, PP) da 200 mL, adatto a rack dei campioni OMNIS 6.02041.020, rack dei campioni 6.2041.370 e 6.2041.830, 1.000 pezzi.



6.01400.000 Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL, 10 pz.

Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041010, 10 pezzi.



6.01400.003 Beaker per campioni in vetro scuro da 250 mL, 10 pezzi

Beaker per campioni in vetro scuro da 250 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041010, 10 pezzi.



6.01400.100 Beaker per campioni in plastica (PP) da 250 mL, 10 pezzi

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 250 mL, adatto a rack per campioni OMNIS 602041010, 10 pezzi.



6.02064.020 Dispositivo di fissaggio per beaker per campioni da 200 mL

Dispositivo di fissaggio per beaker per campioni da 200 mL nelle dita di presa dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place.

