



Dita di presa 28-48 mm

6.02601.040

Dita di presa per OMNIS Sample Robot Pick&Place per prendere i recipienti del campione con un diametro esterno da 28 a 48 mm.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01402.000	Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL 30 pezzi Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041040, 30 pezzi



6.01402.003 Beaker per campioni in vetro scuro da 75 mL, 30 pezzi

Beaker per campioni in vetro scuro da 75 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041040, 30 pezzi



6.01400.300 Beaker per campioni in vetro trasparente da 120 mL 20 pezzi

Beaker per campioni in vetro trasparente da 120 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi.



6.01400.303 Beaker per campioni in vetro scuro da 120 mL, 20 pezzi

Beaker per campioni in vetro scuro da 120 mL, adatto al rack dei campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi



6.01400.200 Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 20 pezzi

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto a rack per campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi.



6.05700.000

Consumable Kit OMNIS Gripper

Per ognuno quattro giunti scorrevoli e dita di presa in gomma per la sostituzione sulle dita di presa dell'OMNIS Sample Robot.

