




Coperchio KF Dis-Cover per beaker per campioni OMNIS da 75 mL, 25 pezzi

6.02710.000

Coperchio con guarnizioni per la titolazione Karl Fischer volumetrica in beaker di campioni 6.01402.000 e 6.01402.003 nel sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.

Parti incluse 6.02710.000

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.05700.160	Materiale di consumo kit guarnizioni per coperchio KF Dis-Cover 6.02710.000

Guarnizioni di ricambio per coperchio 6.02710.000, 25 pezzi.

