




Coperchio KF Dis-Cover per beaker per campioni OMNIS da 120 mL, 16 pezzi

6.02710.010

Coperchio con guarnizioni per la titolazione Karl Fischer volumetrica in beaker di campioni 6.01400.200, 6.01400.300 e 6.01400.303 nel sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.

Parti incluse 6.02710.010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.05700.170	Materiale di consumo kit guarnizioni per coperchio KF Dis-Cover 6.02710.010

Guarnizioni di ricambio per coperchio 6.02710.010, 16 pezzi



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01400.200	Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 20 pezzi Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto a rack per campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi.	
6.01400.300	Beaker per campioni in vetro trasparente da 120 mL 20 pezzi Beaker per campioni in vetro trasparente da 120 mL, adatto al rack per campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi.	
6.01400.303	Beaker per campioni in vetro scuro da 120 mL, 20 pezzi Beaker per campioni in vetro scuro da 120 mL, adatto al rack dei campioni OMNIS 602041030, 20 pezzi	