



Cella di ultrafiltrazione 2

6.02729.110

Per l'ultrafiltrazione in linea di campioni insieme allo strumento 858 Professional Sample Processor /919 IC Autosampler plus. Come alternativa alla filtrazione manuale complessa con filtro per siringa.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2714.020	Membrana di filtrazione in cellulosa rigen., 0,2 µm, 50 pz.

Grandezza nominale dei pori: 0,2 µm. Set da 50 pezzi. Per filtrazione in linea.



6.2714.030 Membrana di dialisi (poliammide)
Per la dialisi e la filtrazione in linea



6.2744.000 Viti di fissaggio in PVDF
Con connessione UNF 10/32. Per gli strumenti IC, dialisi in linea
(connessioni dei capillari in PTFE)



6.2831.010 Pinze in plastica
Per membrane di filtrazione e di dialisi



6.02057.120 Supporto per cella di ultrafiltrazione 2, stand-alone
Supporto per la cella di ultrafiltrazione 2 6.02729.110



6.02057.030

Supporto per cella di ultrafiltrazione 2

Supporto per il montaggio della cella di ultrafiltrazione 2 6.02729.110
sullo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler
plus.



6.2714.050

Membrana di filtrazione in cellulosa rigen., 0,45 µm, 50 pz.

Grandezza nominale dei pori: 0,45 µm. Set da 50 pezzi. Per filtrazione in
linea.

