



Elettrodo a doppio filo di platino per coulometria

6.0341.100

Elettrodo indicatore utilizzato per la titolazione Karl Fischer coulometrica.

Parti incluse 6.0341.100

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2008.040	Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.020	Cavo per elettrodo 1 m, F Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)	