



## Pt-Titrode

6.0431.100

Elettrodo ad anello di platino combinato con una membrana di vetro per pH come elettrodo di riferimento.

Questo elettrodo privo di manutenzione, è adatto alle titolazioni redox con valore di pH costante, ad es.

- Iodometria
- Cromatometria
- Cerimetria
- Permanganometria

Questo elettrodo viene conservato in acqua distillata.

Parti incluse 6.0431.100

| Qt. | Order no. | Descrizione |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

100 Stk

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



---

100 Stk

6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



# Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                               |                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2104.020 | Cavo per elettrodo 1 m, F<br><br>Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F) |  |

---