



Micro Au Titrode (lunghezza di inserimento 17,8 cm)

6.0435.110

Elettrodo ad anello in oro combinato con una membrana di vetro pH come elettrodo di riferimento, lunghezza di inserimento = 17,8 cm, rastremato a 6,4 mm.

Questo elettrodo privo di manutenzione è adatto alle titolazioni redox con valore di pH costante, ad es.:

- Determinazione della domanda chimica di ossigeno (COD, ferrometria)
- Determinazione di penicillina e ampicillina
- Titolazioni con $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
- Titolazioni in presenza di cromo e ferro

Questo elettrodo viene conservato in acqua distillata.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)

