

Zubehör-Kit: OMNIS IC AS


6.05000.050

Parti incluse 6.05000.050


Order Number	Descrizione	Quantità
6.01816.010	Tubo in silicone, 8/12 mm, 2 m Tubo di scarico	2 PCS



6.02040.000	AS Tray	1 PCS
-------------	----------------	-------




6.02041.510	OMNIS Probenrack 40 x 5 mL	2 PCS
-------------	-----------------------------------	-------



6.02061.120

Tropfensammler, Extension


1 PCS



6.02743.027

Vial PS, 5 mL, 200 Stk.

1 PCS



6.02743.030

Bottiglia PP, 50 mL, 12 pezzi

1 PCS



Le bottiglie da 50 mL sono realizzate in plastica polipropilene (PP) e sono utilizzabili per campioni, standard, standard di controllo e soluzioni di lavaggio. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca. Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.

6.02743.087

Kappe PP, AD 11.5 mm, 200 Stk.

1 PCS

