

## Zubehör-Kit: OMNIS IC AS COOL


6.05000.060

## Parti incluse 6.05000.060


| Order Number | Descrizione                                              | Quantità |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 6.01816.010  | <b>Tubo in silicone, 8/12 mm, 2 m</b><br>Tubo di scarico | 2 PCS    |



|             |                                   |       |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| 6.02041.510 | <b>OMNIS Probenrack 40 x 5 mL</b> | 2 PCS |
|-------------|-----------------------------------|-------|




|             |                                  |       |
|-------------|----------------------------------|-------|
| 6.02061.120 | <b>Tropfensammler, Extension</b> | 1 PCS |
|-------------|----------------------------------|-------|



6.02743.027

**Vial PS, 5 mL, 200 Stk.**

1 PCS



6.02743.030

**Bottiglia PP, 50 mL, 12 pezzi**

1 PCS




Le bottiglie da 50 mL sono realizzate in plastica polipropilene (PP) e sono utilizzabili per campioni, standard, standard di controllo e soluzioni di lavaggio. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca. Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.

6.02743.087

**Kappe PP, AD 11.5 mm, 200 Stk.**

1 PCS



6.02040.010

**OMNIS IC AS COOL Tray**

1 PCS

