




Equipaggiamento IC: ultrafiltrazione in linea 2 - modalità push

6.05330.110

Kit di accessori per ultrafiltrazione in linea 2 - modalità push. Per l'utilizzo con lo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus.

Set raccomandato per combinazione con la diluizione in linea (MIDT).

Parti incluse 6.05330.110

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2744.070	Viti di fissaggio corte
		Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



1 PCS

6.2621.030

Chiave esagonale 4 mm



1 PCS

6.1831.160

Capillari PEEK 0,5 mm diam. int. / 70 cm



1 PCS

6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.




2 PCS

6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello



2 PCS

6.1803.040

Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 1 m

Capillare per il campione in IC.



1 PCS

6.02057.030

Supporto per cella di ultrafiltrazione 2

Supporto per il montaggio della cella di ultrafiltrazione 2 6.02729.110 sullo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus.



1 PCS

6.02729.110

Cella di ultrafiltrazione 2

Per l'ultrafiltrazione in linea di campioni insieme allo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus. Come alternativa alla filtrazione manuale complessa con filtro per siringa.



2 PCS

6.1803.050

Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 20 cm

Capillare per la dialisi e la filtrazione in linea, per Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



1 PCS

6.1826.390

Tubo di pompaggio LFL (giallo/giallo), 3 stopper

Per la soluzione campione nell'Inline Filtration.



1 PCS

6.2714.020

Membrana di filtrazione in cellulosa rigen., 0,2 µm, 50 pz.

Grandezza nominale dei pori: 0,2 µm. Set da 50 pezzi. Per filtrazione in linea.



1 PCS

6.2744.000

Viti di fissaggio in PVDF

Con connessione UNF 10/32. Per gli strumenti IC, dialisi in linea (connessioni dei capillari in PTFE)



1 PCS

6.1826.320

Tubo di pompaggio LFL (arancione/giallo), 3 stopper

Per soluzioni del soppressore e per la soluzione accettore nella dialisi in linea e l'ultrafiltrazione in linea.



1 PCS

6.2831.010

Pinze in plastica

Per membrane di filtrazione e di dialisi



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.5330.120	Equipaggiamento IC: diluizione in linea
	Kit di accessori per diluizione in linea. Per l'utilizzo con l'858 Professional Sample Processor, l'800 Dosino e il 741 Magnetic Stirrer.