




OMNIS IC-Ausr.: MIDT

Parti incluse

Order Number	Descrizione	Quantità
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	5 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	Kit di accessori: bottiglia OMNIS IC, PP, 2 L Set di accessori OMNIS IC per l'installazione della bottiglia di reattivo sul Reagent Organizer/Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

2 PCS

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



6.2744.320

Accoppiamento in PEEK M6 / UNF 10/32

2 PCS

Collega tubi di trasferimento (M6) con capillari (UNF 10/32)



6.1831.050

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 40 cm

1 PCS

Per dialisi in linea e per autocampionatori. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact Autosampler



6.2744.200

Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6

2 PCS


Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)



6.01532.140

LQH-Transferschlauch, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01532.130

Transferschlauch 5 mL, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


2 PCS



6.01831.230

PEEK-Kapillare, ID 0.75 mm, 100 cm

1 PCS



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS



6.1903.000

Barra di agitazione/8 x 3 mm

1 PCS

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza di 8 mm e diametro di 3 mm.

