


OMNIS IC-Ausr.: UF, PP/PP

Parti incluse

Order Number	Descrizione	Quantità
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS



6.2744.070	Viti di fissaggio corte Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.	1 PCS
------------	--	-------



6.2621.030	Chiave esagonale 4 mm	1 PCS
------------	------------------------------	-------



6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

2 PCS


Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


2 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110



Cella di ultrafiltrazione 2

1 PCS

Per l'ultrafiltrazione in linea di campioni insieme allo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus. Come alternativa alla filtrazione manuale complessa con filtro per siringa.

6.2714.020



Membrana di filtrazione in cellulosa rigen., 0,2 µm, 50 pz.

1 PCS

Grandezza nominale dei pori: 0,2 µm. Set da 50 pezzi. Per filtrazione in linea.

6.1831.180



PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS

6.2744.000



Viti di fissaggio in PVDF

1 PCS

Con connessione UNF 10/32. Per gli strumenti IC, dialisi in linea (connessioni dei capillari in PTFE)

6.2831.010



Pinze in plastica

1 PCS

Per membrane di filtrazione e di dialisi