


OMNIS IC-Ausr.: D-INJ, manuell

Parti incluse

Order Number	Descrizione	Quantità
6.02816.000	Spritze 20 mL, Luer	1 PCS



6.1831.060	Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 1 m	1 PCS
------------	---	-------



Per dialisi in linea e per Sample Changers. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit

6.2744.120	Adattatore vite di pressione Luer F	1 PCS
------------	--	-------



Collegamento vite di pressione e siringa.