



## OMNIS IC-Ausr.: PP Reg.


## Parti incluse

| Order Number                                                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Quantità |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6.02837.040                                                                         | <b>Filterrohr</b>                                                                                                                                                                             | 1 PCS    |
|    |                                                                                                                                                                                               |          |
| 6.05000.010                                                                         | <b>Kit di accessori: bottiglia OMNIS IC, PP, 2 L</b><br><br>Set di accessori OMNIS IC per l'installazione della bottiglia di reattivo sul Reagent Organizer/Reagent Organizer Liquid Control. | 1 PCS    |
|  |                                                                                                                                                                                               |          |
| 6.2744.034                                                                          | <b>Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x</b><br><br>Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.                                | 1 PCS    |
|  |                                                                                                                                                                                               |          |

6.01803.110

**PTFE-Kapillare RO - PP, 900/0.5 mm**

1 PCS



---

6.01826.010

**Pumpschlauch, ID 0.5 mm, orange - gelb**

1 PCS

