




Materiale di consumo kit guarnizioni per coperchio KF Dis-Cover 6.02710.010

6.05700.170

Guarnizioni di ricambio per coperchio 6.02710.010, 16 pezzi

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.02710.010	Coperchio KF Dis-Cover per beaker per campioni OMNIS da 120 mL, 16 pezzi
	Coperchio con guarnizioni per la titolazione Karl Fischer volumetrica in beaker di campioni 6.01400.200, 6.01400.300 e 6.01400.303 nel sistema OMNIS Sample Robot Pick&Place.

