



Sistema di riferimento Ag/AgCl

6.0724.140

Sistema di riferimento argento/cloruro di argento con giunto conico 14/15 per sistema di riferimento modulare in combinazione con il vaso per elettrolita di riferimento in PTFE (6.1240.000) o vetro (6.1240.020).

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1240.000	Cella elettrolitica / diametro 3 mm Con capillare in PTFE e diaframma in ceramica (3 mm)



6.1240.020

Cella elettrolitica, diametro 1 mm

Con diaframma in ceramica (tipo D).



6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)

