



Sonda Raman da laboratorio a portata elevata (532 nm)

607510080


Gruppo sonda Raman a fibre ottiche da laboratorio a portata elevata con pulsante di innesco. Lunghezza della fibra 1,5 metri.

Compatibile con i-Raman NxG 532.

Parti incluse 607510080

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	607510430	Tappo di regolazione della corsa

Tappo di regolazione della corsa per lo stelo della sonda Raman da laboratorio.



Stelo di ricambio per gruppo sonda Raman da laboratorio per eccitazione a 532 nm. Distanza di lavoro 5,4 mm.

