



## Sonda Raman da laboratorio a portata elevata (532 nm), 5m

607510090


Gruppo sonda Raman a fibre ottiche da laboratorio a portata elevata con pulsante di innesco. Lunghezza della fibra 5 metri.

Compatibile con i-Raman NxG 532.

Parti incluse 607510090

| Qt.   | Order no. | Descrizione                      |
|-------|-----------|----------------------------------|
| 1 PCS | 607510430 | Tappo di regolazione della corsa |

Tappo di regolazione della corsa per lo stelo della sonda Raman da laboratorio.



Stelo di ricambio per gruppo sonda Raman da laboratorio per eccitazione a 532 nm. Distanza di lavoro 5,4 mm.

