



Sonda Raman da laboratorio a portata elevata (785 nm), 5m


607510150

Gruppo sonda Raman a fibre ottiche da laboratorio a portata elevata con pulsante di innesco. Lunghezza della fibra 5 metri.

Compatibile con i modelli i-Raman NxG 785S e 785H.

Parti incluse 607510150

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	607510430	Tappo di regolazione della corsa
		Tappo di regolazione della corsa per lo stelo della sonda Raman da laboratorio.



Stelo di ricambio per gruppo sonda Raman da laboratorio per eccitazione a 785 nm. Distanza di lavoro 5,5 mm.

